



2025

MATERIALE KONSUMI LABORATORIKE



Email: lab.konsumabla@medfau.com Tel: +355 69 606 6996

INDEKSI SIPAS KODIT

Kodi	Faqja	Kodi	Faqja
Teste të shpejta	1	45000	5
Konsumabla	1	30020	6
42111	2	26066	6
42510	2	26061	6
42410	2	23053	6
42411	2	45503	7
43716	2	45601	7
22259	3	28063	7
22742	3	28053	7
22684	3	50320	8
50335	3	29042	8
32304	4	50334	8
22108	4	27156	9
21014	4	27152	9
21054	4	27142	9
25067	4		
25032	5		
25182E	5		
25132	5		

TESTE TË SHPEJTA

URINALYSIS STRIPS

FOB FECAL OCCULT BLOODSTRIP/CASSETTE

HBSAG CASSETTE

HCV HEPATITIS C VIRUSCASSETTE

HIV 1/2 ANTIBODYCASSETTE

H. PYLORI ANTIBODYSTRIP/CASSETTE

H. PYLORI ANTIGEN TESTFECESTRIP/CASSETTE

STREP A TESTSTRIP/CASSETTE

SYPHILIS TESTSTRIP/CASSETTE

INFLUENZAA/B ANTIGENSTRIP/CASSETTE

KONSUMABLA

MASKA KIRURGJIKALE

DOREZA KIRURGJIKALE

ALKOOL

DISINFJEKTANT PËR DUART

UJË I OKSIGJENUAR



42111

Tuba me vakum
13x75 mm
me K3EDTA x
3 ml gjak
komplet
sterile

Tapë vjollcë

42510

Tuba me vakum
13x75 mm
me sodium
citrate
3,2% x1,8ml
gjak për
sediment steril

Tapë e zezë

42410

Tuba me vakum
13x75 mm me
sodium
citrate
3,2% x 1,8ml
gjak për
koagulim sterile

Tapë blu

42411

Tuba me vakum
13 x 75mm me
sodium citrate
3,2% x 2,7ml
gjak për
koagulim,
sterile

Tapë blu

43716

Tuba me vakum
me ndarës me
xhel dhe
aktivizues kloti
për 5 ml gjak
komplet sterile

Tapë e kuqe





22259

Eproveta
Promed
12x56 mm me
0,25 ml
të citratit të
natriumit
për 2,5 ml
të gjakut
komplet (Për
koagulim)

Tapë e verdhë

22742

Eproveta
Separmed
13x75 mm
në PMMA
me
ndarës xheli
dhe aktivizues
kloti dhe me
etiketim.

Tapë të kuqe

22684

Eproveta
Separmed
13x75 mm në
PP me granula
dhe aktivizues
kloti dhe
etiketim (muret
e brendshme të
tubit të veshura
me silicon)

Tapë blu

50335

Eproveta
sediment 12x86
mm me aditiv
0,2 ml citrate të
natriumit (3,8%)
për 1 ml gjak
komplet për të
përcaktuar
eritrosedimen-
tin.

Tapë rozë



32304

Eproveta të markës Promed me përmasa 12x86 mm me aditiv litium heparin x 5 ml gjak total

Tapë jeshile e errët

22108

Eproveta të markës Promed me përmasa 12x56 mm me K3EDTA x 1 ml gjak komplet

Tapë jeshile

21014

Eproveta testimi Promed 12x75 mm 5 ml cilindrike pa buzë të tipit Sorwall. Paketim 250 copë

21054

Eproveta testimi Promed cilindrike 12x75 mm 5ml, pa buzë, polistiren të tipit Sorwall. Paketim 250 copë

25067

Eproveta testimi Promed 12 ml, konik, me buzë të gjerë dhe me tregues volumi, me fund për të precipituar sedimentin urinar polistiren. 17x105 mm



25032

Gota urine 120 ml polipropilen me vend për etiketim, të paketuara individualisht. ISO 8



☐ Tapë e kuqe

25182E

Gota urine 60 ml me etikete letre të paketuara individualisht



☐ Tapë e kuqe

25132

Gotë feçesh me vëllim 30 ml polipropilen me vend për të shkruar (siperfaqe jo e lëmuar) pakeluar individualisht



⊥ Tapë e kuqe

45000

Mbajtës i vakumuar polipropilen





30020

Anse inokulimi 10 μ l polistiren, blu, në paketim 20 copë, sterile

26066


Tampon Promed me bisht plastik me tuba me përmasa 12x150 mm të pajisur me terren Stjuart, sterile

26061

Tamponë të thjeshtë me bisht plastik me tuba me përmasa 12x150 mm, sterile

23053

Ependorfa 1,5 ml me sistem të sigurt mbylljeje, konik me tapë të sheshtë dhe me faqe jo të lëmuara për etiketim. Tregues të volumit dhe pa ngjyrë



45503

Sistem për marrjen e gjakut me age 23G x ¾ blu e lehtë me adaptor me gjatësi të tubit deri në 190 mm, sterile

45601

Sistem për marrjen e gjakut me age 21G x ¾ jeshile, me sistem sigurie dhe adaptor me gjatësi të tubit deri në 190 mm, sterile

28063





Maja të verdha Promed të tipit Eppendorf-Soccorex për volume nga 0 - 200 mikrolitra

28053



Maja blu Promed të tipit Eppendorf-Gilson-socorex për volume 200-1000 mikrolitra



50320


Mbajtëse tubash eritrosedimenti me 10 vende të shënuara bosh

29042

Pjata petri polistiren \varnothing 90 mm dhe lartësi 14.2 mm me ajrosje treshe, sterile. ISO 8

50334

Pistona sedimenti me tregues volumi nga 0 deri në 180 mm



27156

Mbajtës tubash Ø 16 mm, 50 vende bosh, i autoklavueshëm i bardhë

27152

Mbajtës tubash Ø 12 dhe 13 mm me 50 vende bosh, i autoklavueshëm jeshile

27142

Mbajtës tubash Ø 12 dhe 13 mm. 90 vende bosh, i autoklavueshëm dhe me ngjyrë jeshile



📍 "4 Dëshmorët", 195, Tiranë/Albania

☎ +355 69 606 6996

✉ lab.konsumabla@medfau.com

📘 Medfau

🌐 medfau.com

📷 medfau_albania

MEDFAU
HEALTHCARE SOLUTIONS